


Wb, Elisa용 항-Eaf1 다클론 항체 - Q96Jc9

품목 번호: CM0022219



소개

사람 EAF1(ELL 관련 인자 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 랫트와 교차 반응합니다. EAF1은 ELL/ELL2의 전사 신장 활성을 촉진하는 전사 전환성화 인자로, 핵 스펙클과 카할 소체에 위치합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EAF1 토끼 pAb
비고/별칭	EAF1
종	사람
GeneID (사람)	85403
GeneID	85403
면역원	사람 EAF1(NP_149074.3)의 아미노산 50~120번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 랫트
SWISS	Q96JC9
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩