


Wb, Elisa용 Anti-Eb3/Mapre3 폴리클로날 항체 - Q9Upy8

품목 번호: CM0029570



소개

인간 EB3/MAPRE3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증됨. 마우스와 교차 반응. 미세소관 역학, 방추체 기능 및 세포 분열 연구용으로 설계됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EB3/MAPRE3 Rabbit pAb
비고/별칭	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
종	인간
GeneID (인간)	22924
GeneID	22924
면역원	인간 EB3/MAPRE3 (NP_036458.2)의 아미노산 1-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9UPY8
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백