


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eb3/Mapre3 토끼 단일클론 항체 - Q9Upy8

품목 번호: CM0003528



소개

사람 EB3/MAPRE3 (Microtubule-associated protein RP/EB family member 3)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포골격 및 세포 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EB3/MAPRE3 Rabbit mAb
비고/별칭	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
종	사람(Human)
GeneID (사람)	22924
GeneID	22924
면역원	합성 펩타이드 사람 EB3/MAPRE3 (Q9UPY8)의 아미노산 182-281 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UPY8
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백