

Wb, Elisa용 항-Ebag9 토끼 다클론 항체 - O00559

품목 번호: CM0018835

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 인간 EBAG9(RCAS1) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 24kDa 골지체 막 단백질을 표적으로 하며 세포 사멸 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EBAG9 토끼 pAb
비고/별칭	EB9; PDAF; EBAG9
종	인간
GeneID (인간)	9166
GeneID	9166
면역원	인간 EBAG9(NP_004206.1)의 28-213 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00559
단백질 무게	24kDa
배송	아이스팩