

Wb, Elisa용 Anti-Ebf3 폴리클로날 항체 - Q9H4W6

품목 번호: CM0019070



소개

사람 EBF3 (COE3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 랫트와의 교차 반응성을 나타냅니다. 전사 조절 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EBF3 Rabbit pAb
비고/별칭	COE3, OE-2, EBF-3, HADD3, O/E-2, EBF3
종 (Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	253738
GeneID	253738
면역원 (Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 EBF3 (NP_001005463.1)의 아미노산 400-500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	WB, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	랫트 (Rat)
SWISS	Q9H4W6
단백질 분자량 (Protein Weight)	65kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)