

Wb, Elisa용 Anti-Ebi3 토끼 단일클론 항체 - Q14213

품목 번호: CM0002141



소개

인간 EBI3 (IL-27 서브유닛 베타)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 타겟은 면역 조절에 관여하는 분비성 사이토카인입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EBI3 Rabbit mAb
비고/별칭	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10148
GeneID	10148
면역원(Immunogen)	인간 EBI3 (Q14213)의 아미노산 130-229 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14213
단백질 분자량(Protein Weight)	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)