


Anti-Ebna1Bp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

품목 번호: CM0030434



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 인간, 마우스, 래트에서 검증된 Anti-EBNA1BP2 Rabbit Polyclonal Antibody (P40, EBP2, NOBP)를 공급합니다. 이 항체는 리보솜 생합성에 관여하는 핵소체 단백질인 probable rRNA-processing protein EBP2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EBNA1BP2 Rabbit pAb
비고/별칭	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
종	인간
GeneID (Human)	10969
GeneID	10969
면역원	재조합 단백질 인간 EBNA1BP2 (NP_006815.2)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99848
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩