

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ebp1/Pa2G4 단일클론 항체 - Q9Uq80

품목 번호: CM0010839



소개

인간 EBP1/PA2G4를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 증식, ERBB3 신호전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EBP1/PA2G4 토끼 mAb
비고/별칭	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
종	인간
GeneID (인간)	5036
GeneID	5036
면역원	인간 EBP1/PA2G4(NP_006182.2)의 아미노산 300-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UQ80
단백질 중량	44kDa
배송	아이스팩