

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ebp1/Pa2G4 다클론 항체 - Q9Uq80

품목 번호: CM0028339



소개

EBP1/PA2G4에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. ERBB3 신호 전달, 세포 증식 및 rRNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EBP1/PA2G4 토끼 pAb
비고/별칭	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
종	사람
유전자 ID	5036
면역원	사람 EBP1/PA2G4 (NP_006182.2)의 아미노산 1-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9UQ80
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩