

Wb 및 Elisa용 항-Ecd 토끼 다클론 항체 - O95905

품목 번호: CM0022236

소개

WB 및 ELISA용 ECD(에디소네리스 동족체)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. p53 안정성, 전사 및 세포주기 진행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ECD 토끼 pAb
비고/별칭	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
종	사람
유전자 ID (사람)	11319
면역원	사람 ECD(NP_009196.1)의 아미노산 435-644에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	O95905
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩