


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ech1 Rabbit Monoclonal Antibody (Kd 검증) - Q13011

품목 번호: CM0011404



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 KD 검증된 rabbit monoclonal anti-ECH1 항체 (HPXEL). 인간, 마우스, 래트와 반응. 미토콘드리아 delta(3,5)-delta(2,4)-dienoyl-CoA 이성질화효소 (SWISS Q13011)를 표적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KD 검증] ECH1 Rabbit mAb
비고/별칭	HPXEL
종	인간
GeneID (인간)	1891
GeneID	1891
면역원	인간 ECH1 (NP_001389.2)의 아미노산 50-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13011
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백