

Wb 및 Elisa용 Anti-Echdc2 토끼 다클론 항체 - Q86Yb7

품목 번호: CM0016343

소개

Western blotting(WB) 및 ELISA 검증을 완료한 ECHDC2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 ECHDC2를 인식하며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ECHDC2 토끼 pAb
비고/별칭	ECHDC2
종	인간
GeneID (인간)	55268
GeneID	55268
면역원	재조합 단백질 인간 ECHDC2의 아미노산 1-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001185890.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q86YB7
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩