


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eci1 다클론 항체 - P42126

품목 번호: CM0015165



소개

ECI1(에노일-CoA 델타 이성질화효소 1, 미토콘드리아)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스에 교차 반응하고, 분자량은 33 kDa로 지방산 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ECI1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCI; ECI1
종	사람
GeneID (사람)	1632
GeneID	1632
면역원	재조합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응 종	사람, 마우스
SWISS	P42126
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩