


Wb 및 Elisa용 Anti-Eci2 Rabbit Polyclonal Antibody - O75521

품목 번호: CM0013443



소개

인간 ECI2 (Enoyl-CoA delta isomerase 2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 지방산 대사 및 과산화소체 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ECI2 Rabbit pAb
비고/별칭	DRS1; PEIC; ACBD2; DRS-1; HCA88; dJ1013A10.3; ECI2
종	인간
GeneID (Human)	10455
GeneID	10455
면역원	인간 ECI2 (NP_006108.2)의 아미노산 1-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75521
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백