

Anti-Ecm1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q16610

품목 번호: CM0022996

소개

인간 ECM1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며, 골 형성 및 혈관 신생에 관여하는 61kDa 분비 당단백질을 표적합니다. 세포외 기질 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ECM1 Rabbit pAb
비고/별칭	URBWD; ECM1
종	인간
GeneID (인간)	1893
GeneID	1893
면역원	인간 ECM1 (NP_004416.2)의 아미노산 280-405 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16610
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백