

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ecsit 토끼 다클론 항체 - Q9Bq95

품목 번호: CM0028982



소개

인간, 마우스 및 쥐에서 WB, IF/ICC 및 ELISA로 검증된 ECSIT(SITPEC) 표적 토끼 다클론 항체입니다.

ECSIT는 선천 면역, NF-kB 신호 전달 및 미토콘드리아 복합체 I 조립의 핵심 어댑터입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ECSIT 토끼 pAb
비고/별칭	SITPEC; ECSIT
종(Species)	인간
유전자 ID (인간)	51295
유전자 ID	51295
면역원	인간 ECSIT의 50-296 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001135936.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BQ95
단백질 무게	49kDa
배송	아이스팩