


## Wb, Elisa용 항-Edar 토끼 다클론 항체 - Q9Une0

품목 번호: CM0028085



### 소개

인간 에크토디스플라신 A 수용체 EDAR을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. EDAR은 NF-kB 및 JNK 신호 전달을 매개하며 외배엽 이형성증과 관련이 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | EDAR 토끼 pAb                                                            |
| 비고/별칭       | DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR |
| 종           | 인간                                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 10913                                                                  |
| 유전자 ID      | 10913                                                                  |
| 면역원         | 인간 EDAR (NP_071731.1)의 아미노산 27-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질           |
| 공급원         | 토끼                                                                     |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                 |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 인간                                                                     |
| SWISS       | Q9UNE0                                                                 |
| 단백질 분자량     | 49kDa                                                                  |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                   |