

Wb 및 Elisa용 Anti-Edaradd 토끼 다클론 항체 - Q8Wwz3

품목 번호: CM0015681

소개

EDARADD 토끼 pAb는 WB 및 ELISA에 적합한 토끼 다클론 항체로, 인간 EDARADD 단백질을 검출합니다. 이 어댑터 단백질은 외배엽 기관의 형태 형성과 NF-κB 신호 전달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDARADD 토끼 pAb
비고/별칭	CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD
종	인간
유전자 ID (인간)	128178
유전자 ID	128178
면역원	인간 EDARADD(NP_665860.2)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WWZ3
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백