

Wb, Elisa용 항Edaradd 토끼 다클론 항체 - Q8Wwz3

품목 번호: CM0022684

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 토끼 다클론 EDARADD 항체입니다. 인간에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 외배엽 이형성증 및 NF-kB 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDARADD 토끼 pAb
비고/별칭	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
종	인간
유전자 ID (인간)	128178
면역원	인간 EDARADD (NP_665860.2)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8WWZ3
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩