

Wb용 Anti-Edc3 토끼 다클로날 항체 - Q96F86

품목 번호: CM0013059



소개

WB 및 ELISA에 검증된 EDC3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 EDC3 (56kDa)을 검출합니다. 재조합 면역원 (aa159-508)으로 특이성을 보장합니다. mRNA 디캡핑(decapping), P-body, 및 정자 형성(spermiogenesis) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDC3 Rabbit pAb
비고/별칭	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	80153
유전자 ID	80153
면역원	인간 EDC3 (NP_079359.2)의 아미노산 159-508에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96F86
단백질 크기	56kDa
배송	아이스 팩