

Anti-Edc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6P2E9

품목 번호: CM0018380

소개

인간 EDC4(mRNA 디캡핑 단백질 4 인핸서)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 가집니다. mRNA 분해 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDC4 Rabbit pAb
비고/별칭	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
종(Species)	Human
GeneID (human)	23644
GeneID	23644
면역원(Immunogen)	인간 EDC4 (NP_055144.3)의 아미노산 800-1100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q6P2E9
단백질 분자량	152kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)