

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Edem2 토끼 다클로날 항체 - Q9Bv94

품목 번호: CM0022970

소개

인간 EDEM2(ERAD 경로 구성 요소)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. ER 관련 분해 및 당단백질 품질 관리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDEM2 Rabbit pAb
비고/별칭	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55741
GeneID	55741
면역원	인간 EDEM2 (NP_060687.2)의 아미노산 399-578에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BV94
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백