

Wb 및 Elisa용 Anti-Edg1/S1Pr1 폴리클로날 항체 - P21453

품목 번호: CM0018654



소개

인간 S1PR1 (EDG1, S1P1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 세포 이동, 혈관 신생 및 면역 반응 연구에서 GPCR 신호 전달을 연구하는데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDG1/HEXIM1 Rabbit pAb
비고/별칭	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; DIS3362; EDG1/HEXIM1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1901
GeneID	1901
면역원(Immunogen)	인간 EDG1/HEXIM1 (NP_001391.2)의 아미노산 303-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	P21453
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)