

Wb, Elisa용 Anti-Edg2/Lpa-1 (Lysophosphatidic Acid Receptor 1) Rabbit Monoclonal Antibody - Q92633

품목 번호: CM0002879



소개

Western blot (WB) 및 ELISA 적용을 위한 고품질 토끼 단일클론 항-EDG2/LPA-1 (LPAR1) 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 인간 EDG2/LPA-1과 반응합니다. 세포 신호 전달, 이동 및 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDG2/LPA-1 Rabbit mAb
비고/별칭	EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrecl.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1
종	인간
유전자 ID (인간)	1902
유전자 ID	1902
면역원	인간 EDG2/LPA-1 (Q92633)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92633
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백