


Wb 및 Elisa용 Anti-Ednrb 폴리클로날 항체 - P24530

품목 번호: CM0027117



소개

인간 EDNRB를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 엔도텔린 수용체 신호 전달, 혈관 연구 및 발생학적 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EDNRB Rabbit pAb
비고/별칭	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
종(Species)	Human
GeneID	1910
면역원(Immunogen)	인간 EDNRB (NP_001116131.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P24530
단백질 분자량(Protein Weight)	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)