


Wb, Elisa용 항Eea1 토끼 단클론 항체 - Q15075

품목 번호: CM0011510



소개

인간 EEA1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차반응성이 있습니다. 약 162 kDa 초기 엔도솜 마커는 엔도솜 수송 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EEA1 토끼 단클론항체
비고/별칭	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
종	인간
유전자 ID	8411
면역원	인간 EEA1 (Q15075)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15075
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스팩