


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eea1 토끼 다클로날 항체 - Q15075

품목 번호: CM0016168



소개

인간 EEA1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 인간, 쥐, 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 엔도솜 운반 연구에서 웨스턴 블랏, 면역조직화학, 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EEA1 Rabbit pAb
비고/별칭	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8411
유전자 ID	8411
면역원	인간 EEA1 (NP_003557.2)의 아미노산 1182-1411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15075
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)