

Anti-Eed Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O75530

품목 번호: CM0014414



소개

인간 EED 단백질을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 염색질 조절 및 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EED Rabbit pAb
비고/별칭	HEED; COG1; WAIT1; EED
종	인간
GeneID (Human)	8726
면역원	인간 EED (NP_003788.2)의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75530
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백