


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Eef1A1 다클론 항체 - P68104

품목 번호: CM0018645



소개

사람, 마우스, 랫드에 반응하며 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 eEF1A1 토끼 pAb입니다. 이 다클론 항체는 번역 신장 인자 eEF1A1(P68104)을 표적으로 하며, 단백질 합성 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eEF1A1 토끼 pAb
비고/별칭	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alphan1; eEF1A1
종	사람
GeneID (사람)	1915
GeneID	1915
면역원	재조합 단백질: 사람 eEF1A1(NP_001393.1)의 아미노산 123-462에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P68104
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩