


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Eef1A1 토끼 단클론 항체 - P68104

품목 번호: CM0007211



소개

인간 eEF1A1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 단백질 합성 및 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eEF1A1 토끼 mAb
비고/별칭	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
종	인간
유전자 ID	1915
면역원	인간 eEF1A1의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001393.1)
출처	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P68104
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩