


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eef1A1 토끼 다클로날 항체 - P68104

품목 번호: CM0020998



소개

인간 eEF1A1 (Elongation factor 1-alpha 1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 번역 신장 및 단백질 합성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사항
제품명	eEF1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
종	인간(Human)
유전자 ID	1915
면역원	인간 eEF1A1 (NP_001393.1)의 아미노산 301-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P68104
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백