


Wb 및 Elisa용 Anti-Eef1A2 폴리클로날 항체 - Q05639

품목 번호: CM0019289



소개

인간 EEF1A2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 번역 신장 및 EEF1A2 관련 신경학적, 근육 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EEF1A2 Rabbit pAb
비고/별칭	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
종	인간
GeneID (인간)	1917
GeneID	1917
면역원	인간 EEF1A2 (NP_001949.1)의 아미노산 184-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q05639
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백