


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Eef1A2 다클론 항체 - Q05639

품목 번호: CM0027789



소개

인간 EEF1A2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 단백질 합성 신장 및 신경 장애 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EEF1A2 토끼 pAb
비고/별칭	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1A1; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
종	인간
유전자 ID	1917
면역원	인간 EEF1A2 (NP_001949.1)의 아미노산 184-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산来源	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05639
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩