


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eef1E1 폴리클로날 항체 - O43324

품목 번호: CM0013093



소개

인간 EEF1E1 (AIMP3/p18)에 대한 고특이성 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 타겟을 검출합니다. DNA 손상 반응 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EEF1E1 Rabbit pAb
비고/별칭	P18; AIMP3; EEF1E1
종	인간
GeneID (인간)	9521
GeneID	9521
면역원	인간 EEF1E1 (NP_004271.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43324
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백