


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eef1G 단일클론 항체 - P26641

품목 번호: CM0006053



소개

사람 elongation factor 1-gamma(eEF1G)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫트에도 교차 반응합니다. 단백질 생합성 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	eEF1G 토끼 mAb
비고/별칭	EF1G; GIG35; eEF1G
종	사람
유전자 ID(사람)	1937
유전자 ID	1937
면역원	사람 eEF1G(P26641)의 아미노산 1-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P26641
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩