


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eef1G 다클론 항체 - P26641

품목 번호: CM0030935



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 eEF1G(EF1G, GIG35) 표적 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 단백질 생합성 및 신장 인자 복합체 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 제품명         | eEF1G 토끼 pAb                                      |
| 비고/별칭       | EF1G; GIG35; eEF1G                                |
| 종           | 인간                                                |
| GeneID (인간) | 1937                                              |
| GeneID      | 1937                                              |
| 면역원         | 재조합 단백질 (서열: 인간 eEF1G의 아미노산 168-437, NP_001395.1) |
| 출처          | 토끼                                                |
| 카테고리        | 다클론 항체                                            |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                          |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                        |
| SWISS       | P26641                                            |
| 단백질 무게      | 50kDa                                             |
| 배송          | 아이스팩                                              |