


Wb 및 Elisa용 Anti-Eef2 토끼 다클론 항체 - P13639

품목 번호: CM0022353



소개

Western blot 및 ELISA용 인간 신장 인자 2(eEF2) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간 eEF2와 반응하며, 면역원은 재조합 단백질(아미노산 1-290)입니다. 번역 신장 연구 및 SCA26 연구에 적합합니다. 예측 분자량은 95 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eEF2 토끼 pAb
비고/별칭	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
종	인간
유전자 ID (인간)	1938
유전자 ID	1938
면역원	인간 eEF2의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001952.1).
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13639
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백