

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eef2K 폴리클로널 항체 - O00418

품목 번호: CM0025344



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 검증된 Anti-EEF2K 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간 및 마우스 EEF2K를 인식하며; 82kDa입니다. 번역 조절 및 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] EEF2K Rabbit pAb
비고/별칭	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
종(Species)	Human
GeneID (Human)	29904
GeneID	29904
면역원(Immunogen)	인간 EEF2K (NP_037434.1)의 아미노산 406-725에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O00418
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)