

Wb, Elisa용 Anti-Efcab3 토끼 다클론 항체 - Q8N7B9

품목 번호: CM0014682

소개

재조합 인간 EFCAB3를 면역원으로 사용하여 제조한 EFCAB3 토끼 다클론 항체(pAb). WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 칼슘 결합 도메인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EFCAB3 토끼 pAb
비고/별칭	EFCAB3
종	인간
GeneID (인간)	146779
GeneID	146779
면역원	인간 EFCAB3(NP_775774.1)의 아미노산 249-438에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8N7B9
단백질 분자량	50kDa
배송 조건	아이스 팩