

## Wb, Elisa용 항-Efhc1 토끼 다클론 항체 - Q5JvL4

품목 번호: CM0029073



### 소개

항-EFHC1 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯과 ELISA를 통해 사람, 생쥐, 쥐 샘플에서 EFHC1을 검출합니다. 섬모, 뉴런 이동 및 간질 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | EFHC1 토끼 pAb                                                       |
| 비고/별칭      | EJMI, POC9, RIB72, dj304B14.2, EFHC1                               |
| 종          | 사람                                                                 |
| 유전자ID (사람) | 114327                                                             |
| 유전자ID      | 114327                                                             |
| 면역원        | 사람 EFHC1 (NP_060570.2)의 아미노산 391-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                 |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성     | 사람, 생쥐, 쥐                                                          |
| SWISS      | Q5JVL4                                                             |
| 단백질 분자량    | 74kDa                                                              |
| 배송         | 아이스 팩                                                              |