


Wb, Elisa용 Anti-Efhd2 폴리클로날 항체 - Q96C19

품목 번호: CM0015380



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 EFHD2 (Swiprosin-1)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응하며, B세포 아포토시스 및 NF-kappa-B 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EFHD2 Rabbit pAb
비고/별칭	SWS1; EFHD2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	79180
면역원(Immunogen)	사람 EFHD2 (NP_077305.2)의 아미노산 1-78에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q96C19
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)