

Anti-Efna1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P20827

품목 번호: CM0026014



소개

인간 EFNA1(에프린-A1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 EFNA1과 교차 반응합니다. 혈관신생, 종양 생물학 및 Eph 수용체 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EFNA1 Rabbit pAb
비고/별칭	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
종	인간
GeneID (Human)	1942
GeneID	1942
면역원	재조합 단백질 인간 EFNA1 (NP_004419.2)의 아미노산 19-182 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질을 포함합니다.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20827
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백