

Anti-Efna3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P52797

품목 번호: CM0028518

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되고 마우스 교차 반응성을 갖는 Anti-EFNA3 토끼 다클로널 항체입니다. 신경 및 혈관 발달에 중요한 GPI-고정형 Eph 수용체 리간드인 인간 에프린-A3(Ephrin-A3)를 표적으로 합니다. IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EFNA3 Rabbit pAb
비고/별칭	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1944
GeneID	1944
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 EFNA3 (NP_004943.1)의 아미노산 23-214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P52797
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)