


Wb, Elisa용 항-Efnb1 토끼 다클론 항체 - P98172

품목 번호: CM0014096



소개

인간 EFN1(Ephrin-B1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 신경, 혈관 및 상피 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EFNB1 토끼 pAb
비고/별칭	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFN1
종	인간
유전자 ID	1947
면역원	인간 EFN1(NP_004420.1)의 아미노산 259-346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P98172
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백