

Wb 및 Elisa용 Anti-Efs 토끼 다클로날 항체 - O43281

품목 번호: CM0024666

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 EFS (Embryonal Fyn-associated substrate, CASS3)를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스와의 교차 반응성을 가집니다. 세포 부착 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EFS Rabbit pAb
비고/별칭	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10278
GeneID	10278
면역원(Immunogen)	사람 EFS (NP_115835.1)의 아미노산 60-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O43281
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)