

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Eftud2 폴리클로널 항체 - Q15029

품목 번호: CM0029626



소개

사람 EFTUD2 (U5-116 kDa, SNU114)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 스플라이오솜 및 mRNA 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EFTUD2 Rabbit pAb
비고/별칭	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	9343
면역원	사람 EFTUD2 (NP_004238.3)의 아미노산 1-205에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q15029
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스백