

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Eftud2 토끼 단클론 항체 - Q15029

품목 번호: CM0004978



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 인간 EFTUD2(스플라이세오솜 구성 요소, 핵)를 검출하기 위해 검증된 항-EFTUD2 토끼 단클론 항체; 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전구체 mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] EFTUD2 토끼 mAb
비고/별칭	MFDM; MFDGA; Snul14; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
종	인간
GeneID (인간)	9343
면역원	인간 EFTUD2 (NP_004238.3)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15029
단백질 분자량	109kDa
배송 방식	아이스백