

Wb 및 Elisa용 Anti-Eg5/Kif11 토끼 단클론 항체 - P52732

품목 번호: CM0010643



소개

WB 및 ELISA 적용에 적합한 Anti-EG5/KIF11 토끼 단클론 항체. 유사분열 및 세포 내 수송에 관여하는 인간 Eg5 키네신을 표적으로 합니다. 119 kDa 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EG5/KIF11 토끼 mAb
비고/별칭	EG5; HKSP; KNSLI; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
종	인간
유전자 ID (인간)	3832
면역원	인간 EG5/KIF11 (P52732)의 아미노산 900-1056에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P52732
단백질 중량	119kDa
배송	아이스백