

Anti-Eg5/Kif11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P52732

품목 번호: CM0027467



소개

CamelBio의 EG5/KIF11 Rabbit pAb은 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간 EG5(119kDa, P52732)를 표적으로 합니다. 염색체 양극성, 유사분열, 골지 분비에 필수적인 키네신 모터 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EG5/KIF11 Rabbit pAb
비고/별칭	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3832
유전자 ID	3832
면역원(Immunogen)	인간 EG5/EG5/KIF11 (NP_004514.2)의 아미노산 797-1056에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P52732
단백질 분자량	119kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)