


Wb용 항Egf 단클론 항체 - P01132

품목 번호: CM0012518



소개

세포 증식 및 마그네슘 재흡수를 자극하는 성장인자인 마우스 EGF에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 신호전달, 신장 기능 및 암 생물학 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGF 토끼 단클론 항체
비고/별칭	EGF
종	마우스
인간 유전자 ID	1950
유전자 ID	13645
면역원	마우스 EGF(NP_034243.2)의 아미노산 977-1029에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P01132
단백질 분자량	133kDa
배송 방법	아이스백